

Protokół zbiorczy „Badanie magnetyczno-proszkowe kół pełnych w ramach utrzymania” (CR-MT-W-01)

Zbiory przepisów / specyfikacje / instrukcja badania:

Badanie według:	Nr aktualizacji:	Ocena według:	Nr aktualizacji:
-----------------	------------------	---------------	------------------

Uwaga! Protokół ten służy do dokumentowania wyników badań kół, które były badane w identycznych warunkach badania i **bez** wskazań podlegających rejestracji. Ponadto służy on dokumentacji warunków badań i specyficznych dla elementów danych badanych kół.

System badania / Urządzenia badawcze:

Środek do badania magnetyczno-proszkowego - nazwa / seria:	Producent / seria:
Prądnicą prądu stałego niskiego napięcia - typ:	Nr ident.:
Cewka - typ:	Nr ident.:
Lampa UV – typ:	Nr ident.:

Urządzenia pomiarowe i kontrolne:

Wzorzec porównawczy - oznaczenie:	Nr ident.:
Miernik natężenia oświetlenia - oznaczenie:	Nr ident.:
Miernik natężenia napromieniania - oznaczenie:	Nr ident.:
Miernik natężenia pola - oznaczenie:	Nr ident.:
Miernik natężenia resztkowego pola - oznaczenie:	Nr ident.:
Sprzęt pomiarowy do pomiaru długości - oznaczenie:	Nr ident.:

Warunki badania:

Stężenie środka do badania:	Kontrola B:
-----------------------------	-------------

Czułość środka do badania:	Kontrola B:	Kontrola E:
Natężenie oświetlenia:	Kontrola B:	Kontrola E:
Natężenie napromieniania:	Kontrola B:	Kontrola E:
Natężenie pola magnetycznego w miejscu o najniższej przewidywanej sile pola:	Kontrola B:	Kontrola E:
Natężenie pola magnetycznego w miejscu o najwyższej przewidywanej sile pola:	Kontrola B:	Kontrola E:

B: Kontrola na początku badania/zmiany E: Kontrola na koniec badania/zmiany

Dane podzespołu:

Typ:	Numer identyfikacyjny:	Pozostałe namagnesowanie [kA/m]:		Data badania	Nazwisko osoby prowadzącej badanie	Podpis osoby prowadzącej badanie
		A	B			

Uwagi:

Warsztat:	Data:	Nadzór nad badaniem:
		Podpis: